



# Manual Sistema MyNegocio Clínica



Grupo Sevillano

Alex Cueva Garcia

# Ingreso de Resultados de Laboratorio

Seccionamos el modulo de **Laboratorio** escogemos la opción **Resultados de Exámenes** y **Nuevo**.

Aparecerá el formulario para ingresar el apellido del paciente y el examen a realizar, seleccionamos **Guardar**.



### Resultados de Exámenes

Descripción

Id	Fecha	Cliente	Exámen	Resultados	Imprimir
16	05/09/2016	FRANCISCO CERILLO ROMERO	L139 HEMOGRAMA COMPLETO	Resultados	

MyNegocioClínica [ Laboratorio | CLINCOR ] Cerrar sesión

Reportes **Lista**

Resultados

### Resultados parámetros

Examen: FRANCISCO CERILLO ROMERO - L139 HEMOGRAMA COMPLETO

Descripción

Digite texto a buscar

Id	Parámetro	Resultado	Detalle
16	ABASTONADOS		
	FORMULA DIFERENCIAL		
	PLAQUETAS		
	LEUCOCITOS		
	HEMATOCRITO		
	HEMOGLOBINA		

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 6 de 6

# Ingreso de Resultados de Laboratorio

Aparecerá el cliente seleccionamos la opción **Resultados** aparecerá el formulario de ingreso de valores de la prueba al paciente.

## Resultados de Exámenes

Descripción

Id	Fecha	Cliente	Exámen	Resultados	Observación	Imprimir
900	01/10/2016	CARLOS MACUÑA CHANCO	L301 CHEQUEO GENERAL		Resultados	
899	01/10/2016	MARILU BUENO HERNANDEZ	L301 CHEQUEO GENERAL		Resultados	
898	01/10/2016	VILMA BUENO HERNANDEZ	L301 CHEQUEO GENERAL		Resultados	



# Ingreso de Resultados de Laboratorio

Vemos el panel de control la relación de clientes con sus exámenes y resultados.

Imprimir Resultado

1.- Seleccionamos la imagen y aparecerá el resultado para imprimir.

### Resultados de laboratorio

Fecha: 01/10/2016  
 Paciente: GUEDELIA GUEVARA VASQUEZ  
 Médico Solicitante: PACIENTE / PARTICULAR

Parámetro	Resultado	Valor normal
<b>Examen: EXAMEN COMPLETO DE URINA</b>		
CÉLULAS RENALES	NEGATIVO	
CELULAS DE TRACTO ALTO	NEGATIVO	
FILAMENTO MUCOIDES	NEGATIVO	
GERMENES	ESCASOS	
CRISTALES	NO SE OBSERVAN	
CILINDROS	NO SE OBSERVAN	
LEUCOCITOS	0 - 1 X CAMPO	
HEMATIES	0 - 1 X CAMPO	
CELULAS EPITELIALES	ESCASAS	
EXAMEN SEDIMENTO	-	
LEUCOCITOS	NEGATIVO	
HEMOGLOBINA	NEGATIVO	
CETONA	NEGATIVO	
SANGRE	NEGATIVO	
UROBILINA	NEGATIVO	
PIGMENTOS BILIARES	NEGATIVO	
NITRITOS	NEGATIVO	
PROTEINAS	NEGATIVO	
GLUCOSA	NEGATIVO	
EXAMEN BIOQUIMICO	-	
PH	5.0 - 7.0	
DENSIDAD	1.000 - 1.015	
ESPECTO	TRANSPARENTE	
COLOR	AMARILLO	
EXAMEN FISICO	-	

Observación: